

- Entwicklung
- Herstellung
- Vertrieb

Produktdatenblatt

Seifencreme Medical – Nr. 207

Seifencreme Medical ist eine sehr hautmilde und desinfizierende Waschcreme mit hohem Hautschutz.

Produkteigenschaften

Seifencreme Neutral hat eine ausgezeichnete Waschkraft und ein hohes Schmutzlösevermögen. Durch eine aufeinander abgestimmte Kombination von hochwertigen rückfettenden und hautschonenden Eigenschaften Substanzen, erzielen wir auch bei berufsbedingter häufiger Anwendung eine sehr gute Hautverträglichkeit.

Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Zur Verwendung im Druck-Seifenspender geeignet. Dermatologen empfehlen die Benutzung von flüssiger Seife. Dadurch bleibt die natürliche Feuchtigkeit erhalten. Der pH-Wert ist dem der Haut weitgehend angepasst.



Anwendung

Etwas Medical auf verschmutzter angefeuchteter Haut bis zur vollen Schaumbildung sorgfältig verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Gut mit Wasser abwaschen und abtrocknen. Auch zum Baden und Duschen geeignet.

Durch die sehr gute keimreduzierende Wirkung empfiehlt sich das Produkt insbesondere im Lebensmittelbereiche Mittelsektor, Altenheimen, Arzt, Labor usw. Besonders geeignet für strapazierte Hände und alkali-empfindlicher Haut.

- pH-Wert unverdünnt zw. 4,7 - 5,2. So bleibt der natürliche Säureschutzmantel der Haut erhalten.
- Perlglanz, weiß. Geruchsneutral
- lösungsmittelfrei und frei von Reibstoffen
- frei von Formaldehyd u. Verbindungen, die als Formaldehyd-Abspalter wirken.
- vermittelt nach dem Waschen ein angenehmes, weiches Hautgefühl

Inhaltsstoffe

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Glycol Distearate, Sodium-Laureth-11-Carboxylate, Methylchloroisothiazolinone

Technische Daten

Farbe: weiß

Konsistenz: viskos

Geruch: eigen

pH-Wert im Konzentrat: ca. 7,0

pH-Wert in der Anwendung: ca. 6,0

Dichte: 1,04 g/ml

Das Produkt ist kennzeichnungsfrei

Ökologie – Umweltinformation

Die verwendeten Inhaltsstoffe sind biologisch gut abbaubar. Damit wird die gesetzlich geforderte Mindestabbaubarkeit für anionische und nichtionische Netzmittel in Wasch- u. Reinigungsmittel deutlich übertroffen.

Umweltneutrale Verpackung (PE) – kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gebinde:

Spender im Karton: 12x500ml, 8x750ml, 12x950 ml

Kanister: 5L, 10L

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.